



BBrain Muistutin -puhuvan kellon



Hei!

Kiitos, että valitsit **BBrain Muistutin -puhuvan kellon**. Olemme innoissamme voidessamme auttaa sinua saamaan kaiken irti uudesta kellostasi. Tämä opas näyttää, miten voit käyttää sitä ja mukauttaa sen tarpeisiisi sopivaksi.

Sisällysluettelo

Pikakäynnistys

Kellon käyttäminen

Pääasetukset -näyttö

Asetusten muuttaminen

Kieli

Näyttötila

Näytön väri

Päivämäärän asetus

Asetettu aika

Ajan tila

Yötila

Kesä/talviaika

Kellonajan asetukset

Kirkkaus

Puhuva kello

Äänenvoimakkuuden asetukset

Palauta tehdasasetukset

Aseta uusi muistutus

Muistutusten yleiskatsaus

Vianmääritys


Muut tiedot

Tärkeitä turvallisuusvaroituksia

Tarvitsetko lisää apua?

Pikakäynnistys

BBrain Muistutin -puhuva kello otetaan käyttöön (1) kytkemällä virtajohdot kellon alla olevaan pyöreään pistorasiaan ja (2) kytkemällä virtasovitin tavalliseen seinäpistorasiaan.




Muutaman sekunnin kuluttua kello näyttää BBrainin tervetuliaisnäytön, jota seuraa kellonajan ja päivämäärän päänäyttö.

- i** Jos haluat säätää kellonaikaa tai päivämäärää ja valita eri näyttötilojen välillä, katso kohta “Asetusten muuttaminen”.





Kellon käyttäminen

Painikkeiden toiminnot vaihtelevat eri valikkonäytöissä, ja ne selitetään aina kunkin painikkeen yläpuolella olevalla sanalla tai symbolilla. Joissakin tapauksissa painikkeissa on **ylös- ja alasnuolet** valikoissa liikkumista varten ja OK- tai muokkauspainike toimintojen valitsemista tai muuttamista varten:



Päivämääriä muokattaessa painikkeita, joissa on **ylös- ja alasnuolet**, on käytettävä valitun arvon säätämiseen. Valittu arvo osoitetaan aina valkoisella neliönmuotoisella kursorilla. Oikealla puolella olevalla vasemmanpuoleisella nuolipainikkeella voit siirtyä seuraavaan kenttään. Kun lopullinen arvo on saavutettu, keskimmäiseen painikkeeseen ilmestyy **OK** -vaihtoehto, jonka avulla valinta voidaan tallentaa.



Pääasetukset -näyttö

Pääasetukset -näytöllä on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Siirry asetusvalikkoon.
- Aseta uusi muistutus.
- Käytä Muistutuksen yleiskatsaus -osiota tarkastellaksesi tai muokataksesi asetettuja muistutuksia.

Poistu ja palaa kellon päänäyttöön valitsemalla **Takaisin** -vaihtoehto.

Asetusten muuttaminen

BBrain Muistutin -puhuva kello tarjoaa useita muokattavia asetuksia haluttujen mieltymysten mukaan.

Asetusten muuttamisen vaiheet:

1. Paina vasenta ja oikeaa ulointa painiketta samanaikaisesti päästäkseen **Pääasetukset -näytölle**.
2. **Siirry kohtaan 'Asetusvalikko**.
3. Voit muuttaa haluttua asetusta valitsemalla sen ja säätämällä sen arvoja tarpeen mukaan.


- i** Jos juutut jonnekin asetusvalikossa, kytke kello yksinkertaisesti pois päältä ja takaisin päälle pistorasiasta. Se palaa kellonäyttöön.

Kieli

Kello tarjoaa useita valittavia kieliä, joilla voit muokata näytön, valikoiden ja äänimuistutusten tekstejä.

Näyttötila

Valitse haluamasi näyttö. Kello tarjoaa laajan valikoiman digitaalisia ja analogisia näyttövaihtoehtoja, jotka näyttävät enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisia tietoja ja kuvakkeita, antavat käyttäjälle mahdollisuuden pitää järjestäytyneitä aikataulua ja tarjoavat helposti seurattavaa tietoisuutta ajasta.





Näytön väri


Valitse kellon näytön väri, jotta se olisi mahdollisimman helposti nähtävissä.



Musta



Valkoinen



Keltainen

Päivämäärän asetus

Käyttäjä voi asettaa kellon näyttämän päivämäärän.

Asetettu aika

Asettaa kellonajan.

Ajan tila

Mahdollistaa näytettävän aikamuodon valitsemisen 12 - tai 24 -tuntisen tilan välillä.

Yötila

Yötila käynnistyy, kun vuorokauden **yö** -osa alkaa. Kun yötila aktivoidaan, näytön tausta muuttuu mustaksi, tekstit ja kuvakkeet keltaisiksi ja kirkkaus asetetaan automaattisesti alhaiseksi.

Päivällä valittu näytön tila pysyy aktiivisena yöllä.

Kesä/talviaika

Tämän ominaisuuden aktivoiminen mahdollistaa automaattisen vaihtamisen kesä- ja talviajan välillä: Kellot siirtyvät yhden tunnin eteenpäin klo 2:00 maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja yhden tunnin taaksepäin klo 3:00 lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

Kellonajan asetukset

Tämän valikon avulla käyttäjä voi aktivoida/deaktivoida ja asettaa kunkin päiväosan alkamisajan.

Käytettävissä olevat päiväosat ovat Aamu, Aamupäivä, Keskipäivä, Iltapäivä, Ilta ja Yö.



Oletusarvot vaihtelevat valitun kielen mukaan.

Esimerkki oletusarvoista saksalaisille käyttäjille:

Päivän osa	Oletusarvo
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Esimerkki oletusarvoista englannin/ranskan/italian/espanjan käyttäjille:

Päivän osa	Oletusarvo
Aamu	06
Aamupäivä	Pois käytöstä
Keskipäivä	12
Iltapäivä	16
Ilta	18
Yö	00

- i** Käyttäjän niin vaatiessa **Pois käytöstä** -päiväosat voidaan helposti aktivoi-
da valitsemalla niille jokin käytettävissä olevista alkamisajoista.

Kirkkaus

Käyttäjä voi valita kellonäytön kirkkauden kolmelta tasolta: matala, keskita-
so tai korkea.

- i** Jos kirkkaus on asetettu keskitasolle tai korkealle, se himmenee matalalle
tasolle, kun kello näyttää yö - ja päiväosaa.



Puhuva kello

Tämän vaihtoehdon avulla käyttäjä voi määrittää, milloin päivä ja kellonaika korostuvat:

- Pois päältä.
- Kun nappia painetaan.
- Tunneittain.
- Tunneittain ja kun nappia painetaan.

i Jos puhuvan kellon ääni on asetettu kohtaan **tunnettain**, ääni ei kuulu, kun kello näyttää yöaikaa.

Muista, ettet aseta puhuvaa kelloa ja muistutuksia täsmälleen samaan aikaan.

Äänenvoimakkuuden asetukset

Kello tarjoaa kolme äänenvoimakkuuden tasoa muistutushälytyksiä ja puhuvan kellon toistoa varten: matala, keskitaso tai korkea.

Palauta tehdasasetukset

Palauta tehdasasetukset -toiminto poistaa kaikki asetetut muistutukset. Kaikki mukautetut asetukset palautuvat oletusasetuksiinsa. Asettamasi kellonaika ja päivämäärä säilyvät kuitenkin.

Aseta uusi muistutus

Kello voi tallentaa enintään 32 muistutushälytystä, jotka voidaan asettaa laukeamaan kerran, päivittäin tai viikoittain. Voit käyttää kahta pääluokkaa muistutuksia: valmiiksi ladattuja muistutuksia tai henkilökohtaisia äänimuistutuksia.

Esiasennetut muistutukset sisältävät ystävällisen ääniviestin, näytön ilmoituksen ja joissakin tapauksissa kuvan. Esiladatut muistutukset liittyvät muun muassa lääkitykseen, syömis- ja juomisaikatauluun, päivä - ja yörytmiin, turvallisuuteen, hoitohetkiin ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Täydellinen luettelo on nähtävissä edellä kuvatun 'Muistutuksen tyyppi' -vaihtoehdon sisällä.

Esiasennetun muistutuksen asettaminen vaiheet

1. Paina vasenta ja oikeaa ulointa painiketta samanaikaisesti päästäk sesi **Pääasetukset -näytölle**.
2. Siirry valikkoon ja valitse **Aseta uusi muistutus** -vaihtoehto.



3. Valitse vaihtoehto **Muistutuksen tyyppi**.
4. Valitse esiasetettu muistutus luettelosta. Jos haluat mieluummin ää nimuistutuksen, tutustu alla olevaan osioon **Henkilökohtaisten muistutusten tallentaminen**.
5. Valitse **Toistumisväli** -vaihtoehto asettaaksesi muistutuksen toistuvuuden valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehtoista:
 - Kerran: Valitse 'Päivämäärä' -alavalikosta haluamasi päivä määrä muistutuksen soveltamiseksi.
 - Päivittäin: Valitse seuraavasta alivalikosta **Päivät** haluttu vaihtoehto:
 - o Joka päivä (maanantaista sunnuntaihin)
 - o Arkipäivät (maanantaista perjantaihin)
 - o Viikonloput (lauantai ja sunnuntai)
 - Viikottain: Valitse alivalikosta **Päivä** viikonpäivä, jolloin muistutus on aktiivinen.
6. Valitse **Aika** -vaihtoehto määrittääksesi kellonajan, jolloin muistutuksen ääni kuuluu ja muistutus näkyy näytöllä.

i Huomautus: Jos **BBrain Muistutin -puhuva kello** on asetettu soimaan tunneittain, älä aseta muistutuksia soimaan samaan aikaan päällekkäisten toimintojen välttämiseksi.


7. Siirry kohtaan **Näytetään** valitaksesi, kuinka kauan visuaalinen muistutus pysyy aktiivisena näytöllä. Äänimuistutuksissa näytöllä näkyy yksinkertaisesti sana **Muistutus**.
8. Siirry kohtaan **Viestin toistot** ja valitse, kuinka monta kertaa haluat ääniviestin toistuvan, kun muistutus on aktiivinen. Jokainen ääniviestin toisto tapahtuu välittömästi toisensa jälkeen.

Kun kaikki parametrit on asetettu, palaa **Pääasetukset** -näytölle valitsemalla **Takaisin** ja palaa kellonäyttöön valitsemalla uudelleen **Takaisin**.

Henkilökohtaisen äänimuistutuksen äänittämisen vaiheet

Henkilökohtaisten äänimuistutusten luomiseksi ääniviestejä voi nauhoittaa. Noudata vaiheita 1 - 3 kohdasta 'Uuden muistutuksen asettaminen' ja sitten:


1. Valitse **Ääni** muistutusluettelosta. Alla oleva näyttö tulee näkyviin.





2. Paina **Äänitä** aloittaaksesi viestin tallentamisen ja **Lopeta** lopettaaksesi sen tallentamisen. **Kuuntele** -painikkeella voit tarkistaa tallenteen. Tallentaaksesi viestin uudelleen, paina yksinkertaisesti **Tallenna** vielä kerran. Viesti kannattaa nauhoittaa mahdollisimman lyhyeksi ja selkeäksi, nauhoitusaikaa on 12 sekuntia.
3. Kun olet lopettanut tallennuksen, valitse **OK**-painike prosessin päättämiseksi.
4. Tästä lähtien äänimuistutus näkyy **Muistutusten yleiskatsaus** -osiossa nimellä 'Ääni1'.
5. Jos tallennetaan lisää äänimuistutuksia, ne näkyvät nimellä 'Ääni2', 'Ääni3' jne.
6. Jos äänimuistutus poistetaan, kyseinen määrä äänimuistutuksia voidaan käyttää uudelleen.

i Vihje: Puhu lähelle mikrofonia, joka on kellon yläpuolella, painikkeen oikealla puolella, jotta äänitys olisi mahdollisimman selkeä. Löydät ohjeet äänenvoimakkuuden säätämiseen kohdasta **Asetusten muuttaminen**.



Mikrofoni sijaitsee täällä.

Muistutusten yleiskatsaus

Muistutusten yleiskatsaus-osio on Pääasetukset -näytön alareunassa. Täällä voit tarkastella, muokata ja poistaa asetettuja muistutuksia. Jos muistutuksia ei ole, tämä osio on tyhjä.



Jos haluat muuttaa tai poistaa joitakin määritettyjä muistutuksia, valitse Muokkaa-painike.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Puhuva kello -toiminto ei kuulu	Puhuva kello -toiminto on asetettu soimaan tunneittain ja yksi muistutus on käytössä samanaikaisesti, tai puhuva kello -toiminto on kytketty pois päältä. Vältä muistutusten asettamista tasakellonaikoihin, jos puhuva kello on asetettu soimaan tunneittain, ja varmista, että puhuva kello -ominaisuus on päällä.
Asetukset ja kellonaika eivät tallennu, kun kello irrotetaan tavallisesta seinäpistorasiasta.	Akku on tyhjä. Vaihda CR2032 -paristo avaamalla kellon takaosassa oleva paristolokero.



Uusien muistutusten asettaminen ei ole mahdollista.	Sallittujen muistutusten enimmäismäärä on saavutettu. Poista käytettömät muistutukset ja aseta lisää.
Muistutus äänitallenteella on liian hiljainen	Siirry lähemmäs mikrofonia (kellon päällä) äänittäessäsi. Aseta äänenvoimakkuus suureksi asetusvalikossa.

Muut tiedot

Tässä kellossa on syvennys seinälle ripustamista varten. Varmista, että kiinnitysmenetelmä on riittävän vahva kestämään kellon painon, jotta vähennät mahdollisen iskunvaaran riskiä.

-  • Valitse kellollesi paras paikka ja varmista, että se on lähellä ja selvästi näkyvissä.
- Se voidaan asettaa pöydälle tai asentaa seinälle.

Kun kello irrotetaan verkkovirrasta, sisäänrakennettu CR2032 -paristo tallentaa esiasetetut tietosi jopa vuodeksi. Kun paristo loppuu, voit vaihtaa sen avaamalla kellon takaosassa olevan läpän. Varmista, että kirjoitus on pariston yläpuolella.

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ostotakuu, joka kattaa valmistusvirheet.

Tärkeitä turvallisuusvaroituksia

- Käytä kelloa vain mukana toimitetulla virtalähteellä.
- Irrota kello pistorasiasta ennen puhdistusta. Puhdista näyttö pyyhkimällä se varovasti erityisellä näyttöliinalla tai pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä liikaa nestettä.
- Pidä verkkolaitteen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä kello, verkkojohto ja pistoke poissa vedestä.
- Älä yritä korjata kelloa, sillä se voi olla vaarallista ja mitätöidä takuun.
- Kello on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Hävitä tämä kello asianmukaisesti alueesi kierrätysmääräysten mukaisesti. Sähköjätteet voivat vahingoittaa ympäristöä, eikä niitä saa heittää pois tavallisen kotitalousjätteen mukana.





Tarvitsetko lisää apua?

Vieraile verkkosivustollamme ja tutustu videoihin, oppaisiin ja vinkkeihin, joiden avulla saat kaiken irti BBrain Muistutin -puhuvasta kellosta. Tai ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme auttaa.



@ **Sähköposti :**

info@bbrain.eu



Puhelin :

+31 (0)88 – 0080 130

