



BBrain Basic Clock



NEDERLANDS **3**

ENGLISH **13**

DEUTSCH **22**

FRANÇAIS **32**



Bedankt dat u hebt gekozen voor de **BBrain-klok**! Deze kalenderklok ondersteunt senioren, mensen met visuele beperkingen en personen met cognitieve uitdagingen, zoals dementie of niet-aangeboren hersenletsel, bij het behouden van oriëntatie in tijd, dagelijkse planning en structuur. In deze handleiding leest u hoe de **BBrain-klok** werkt en hoe u deze kunt instellen naar uw persoonlijke voorkeuren.


1. Over deze handleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door, inclusief de veiligheidsinformatie, voordat u de **BBrain-klok** in gebruik neemt. Zorg voor een correcte en veilige omgang met het apparaat.
- Afbeeldingen en screenshots in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- Beschikbare functies en diensten zijn afhankelijk van de hardware- en softwareconfiguratie van het apparaat.
- BBrain is niet aansprakelijk voor compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door gebruikersaanpassingen of onjuist gebruik.
- Alle audio, afbeeldingen en achtergronden op dit apparaat zijn uitsluitend gelicentieerd voor persoonlijk gebruik. Het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is een schending van de auteursrechtenwetgeving. BBrain is niet verantwoordelijk voor auteursrechtenschending door gebruikers.

2. Inhoud van de verpakking

Controleer voor het installeren of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt neem dan contact met ons op via: info@bbrain.eu.

- 1 BBrain Kalenderklok
- 1 BBrain Standaard
- 1 Oplader met een kabel van 2 meter
- 1 Afstandsbediening (batterij inbegrepen)
- 1 Gebruikershandleiding



3. Opstarten


De **BBrain-klok** is klaar voor gebruik na het uitvoeren van de volgende stappen:

- Sluit de opladerkabel aan op het apparaat; deze zal automatisch opstarten.
- Het opstartscherm verschijnt ongeveer 5 seconden (1), gevolgd door het hoofdscherm met de tijd (2).

1



2



4. Instellen van de kalenderklok

De volgende stappen leggen uit hoe u de **BBrain-Klok** kunt bedienen:

- Druk op de **"MENU"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"EXIT/SETUP"**-knop op de afstandsbediening om naar de instellingen te gaan.
- Gebruik de  en  knoppen om door de instellingen in het menu te navigeren. De geselecteerde optie wordt geel.
- Gebruik de  en  knoppen om de status van elke functie aan te passen.
- Wilt u de waarde van een functie aanpassen, druk dan op de **"OK"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"OK/ENTER"**-knop op de afstandsbediening om te beginnen met bewerken. Gebruik vervolgens de  en  knoppen om de gewenste waarden te selecteren en druk op de **"MENU"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"EXIT/SETUP"**-knop op de afstandsbediening om de waarde op te slaan. Als er meerdere opties beschikbaar zijn, worden de geselecteerde waarden blauw weergegeven.
- Druk op de **"MENU"**-knop aan de achterkant van de klok of de **"EXIT/SETUP"**-knop op de afstandsbediening om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van de klok.



5. Beschrijving van de functies

In dit gedeelte worden alle benodigde functies beschreven voor het voltooiën van de initiële installatie van de **BBrain-Klok**:

TAAL	<NEDERLANDS>
------	--------------

- Selecteer uw voorkeurstaal: er zijn meer dan 10 opties beschikbaar. Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste taal te wijzigen.

TIJD	< 00:00 >
------	-----------

- Stel de huidige lokale tijd in.
Druk op **"OK"** om de tijd in te stellen.
Pas de uren en minuten aan met de  en  knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
Bevestig de tijd door op **"OK"** te drukken.

Opmerking: Selecteer de 24-uursmodus voordat u de tijd instelt om de correcte AM/PM-weergave te garanderen.

DATUM	< DD-MM-JJ >
-------	--------------

- Stel de actuele datum in.
Druk op **"OK"** om de datum in te stellen. Gebruik de  en  knoppen om de dag, maand of jaar te selecteren en aan te passen (bijv. DD/MM/JJJJ).
Bevestig je instellingen door op **"OK"** te drukken.

TIJDMODUS	< 24 >
-----------	--------

- Kies tussen het 12-uurs (AM/PM) of 24-uurs formaat.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de tijdmodus te wijzigen.



DATUMMODUS	< Dag-Maand-Jaar >
------------	--------------------

- Kies een voorkeur voor het datumformaat:
Dag/Maand/Jaar
Maand/Dag/Jaar
Jaar/Maand/Dag
Gebruik direct de ◀ en ▶ -knoppen om de datummodus te wijzigen.

DELEN VAN DE DAG	< 06 >
------------------	--------

- Voor alle talen zal de dag uit vier verschillende delen bestaan, zodat gebruikers de starttijd voor elk segment kunnen aanpassen.
DE OCHTEND BEGINT OM
DE MIDDAG BEGINT OM
DE AVOND BEGINT OM
DE NACHT BEGINT OM
- Voor het Vlaams en Duits bevat de dag 2 extra delen:
DE VOORMIDDAG BEGINT OM
DE NAMIDDAG BEGINT OM

Gebruik direct de ◀ en ▶ knoppen om de tijd aan te passen wanneer elk deel van de dag begint.

SELECTEER TIJD VOOR TOON	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
--------------------------	--

- U kunt een toon instellen als extra herinnering op specifieke uren.
Gebruik de ◀ en ▶ knoppen om een uur te selecteren (onderstreept in het wit).
Druk op "OK" om de toon te activeren. Geprogrammeerde uren worden in het blauw weergegeven.
Om een herinnering te verwijderen of te wijzigen, selecteer deze en druk op "OK".

HELDERHEID OVERDAG	< 15 >
--------------------	--------

- Stel de helderheid voor overdag in.
Gebruik direct de ◀ en ▶ -knoppen om de gewenste helderheid aan te passen.



HELDERHEID 'S NACHT	< 01 >
---------------------	--------

- Stel de helderheid voor 's nachts in.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste helderheid aan te passen.

NACHTSTAND	< UIT >
------------	---------


- Stel de tijd in waarna de schermkleur verandert naar zwart met gele tekst, voor een rustige nacht zonder afleidingen.
Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste tijd aan te passen.

VOLUME	< 04 >
--------	--------

- Kies een voorkeursvolume voor de toon en alarmen.
Gebruik direct de  en  -knoppen om het gewenste volume aan te passen.

KLEURMODUS	< ZWART - WITTE TEKST >
------------	-------------------------

- Kies een van de drie schermkleuren zoals weergegeven (3):



Zwart/Witte Tekst: Standaardweergave.

Zwart/Gele Tekst: Geschikt voor slechtzienden.

Zwart/Rode Balk: Bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken.

Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste kleurmodus te selecteren.

SCHERMINTERVALMODE	< UIT >
--------------------	---------

- De **BBrain-Klok** heeft 2 verschillende scherminterfaces om de datum- en tijdsinformatie weer te geven. Eén volledige- (4) en één basisinterface (5):



4



5



U kunt handmatig schakelen tussen de interfaces door de “OK”-knop op de achterkant van de klok 3 seconden ingedrukt te houden.

De schermintervalmodus stelt gebruikers in staat om ofwel een consistente interface te behouden, of te schakelen tussen de twee beschikbare opties met intervallen van 30, 60 of 90 seconden.

- Gebruik direct de  en  -knoppen om de gewenste intervalmodus te selecteren.

ALARM INSTELLINGEN	HERHAAL < 1 >	DUUR < 30 >	>
--------------------	---------------	-------------	---

- De **BBrain-Klok** biedt zes verschillende aanpasbare alarmen die kunnen worden geprogrammeerd voor specifieke data, ideaal als herinnering voor dagelijkse routines en belangrijke feestdagen. Druk op “OK” om de alarmen in te stellen.

Gebruik direct de  en  -knoppen om de parameters te selecteren die u wilt aanpassen.

Gebruik de  en  -knoppen om de herhalings- en duurwaarden voor alle alarmen aan te passen:

- o Stel de herhalingsintervallen in op 0, 1, 2 of 3, met een cyclus van 5 minuten als de gebruiker geen knop indrukt om het alarm te bevestigen terwijl het actief is.
- o Stel de toonduur in op 30, 60 of 90 seconden. Druk op de “OK”-knop terwijl het >-pictogram is gemarkeerd om het Geavanceerd Alarm Menu te openen.
- o Gebruik de  en  -knoppen om door de volgende alarmopties te scrollen en druk op “OK” om uw keuze te bevestigen:

OPSTAAN ALARM
 NAAR BED GAAN ALARM
 MIDDAGDUTJE ALARM
 VERJAARDAG GEBRUIKER ALARM
 KERSTDAG ALARM
 NIEUWJAARSDAG ALARM

- o Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om naar de gewenste dag(en) van de week te navigeren. Actieve dagen worden gemarkeerd met een witte onderstreping.
- o Druk op **"OK"** om het alarm voor de geselecteerde dag te activeren. Actieve dagen worden in blauw weergegeven.
- o Pas de uren en minuten aan met de ▲ en ▼ -knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
- o Druk op **"OK"** om de tijd te bevestigen.
- o Druk op de **"MENU"**-knop om het Geavanceerd Alarm Menu af te sluiten.

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe de alarmen eruitzien:



MEDICATIE-INSTELLINGEN	HERHAAL < 1 >	DUUR < 30 >	>
------------------------	---------------	-------------	---

- De **BBBrain-Klok** biedt mogelijkheid voor drie aanpasbare medicatie-alarmen. Druk op **"OK"** om de medicatie-alarmen in te stellen.

Gebruik direct de ◀ en ▶ -knoppen om de parameters te selecteren die u wilt aanpassen.

Gebruik de ▲ en ▼ -knoppen om de herhalings- en duurwaarden voor alle medicatie-alarmen aan te passen:

- o Stel de herhalingsintervallen in op 0, 1, 2 of 3, met een cyclus van 5 minuten als de gebruiker geen knop indrukt om het alarm te bevestigen terwijl het actief is.
- o Stel de toonduur in op 30, 60 of 90 seconden.
- o Druk op de **"OK"**-knop terwijl het >-pictogram is gemarkeerd om het Geavanceerd Medicatie-alarm Menu te openen.
- o Gebruik de ▲ en ▼ -knoppen om door de volgende alarm-opties te bladeren en druk op **"OK"** om uw keuze te bevestigen:

OCHTEND MEDICATIE
MIDDAG MEDICATIE
AVOND MEDICATIE

- o Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om naar de gewenste dag(en) van de week te navigeren. Actieve dagen worden gemarkeerd met een witte onderstreping.
- o Druk op "OK" om het medicatie-alarm voor de geselecteerde dag te activeren. Actieve dagen worden in blauw weergegeven. Herhaal deze stap voor alle gewenste dagen.
- o Pas de uren en minuten aan met de ▲ en ▼ -knoppen. Het geselecteerde veld wordt onderstreept.
- o Druk op "OK" om de tijd te bevestigen.
- o Druk op de "MENU"-knop om het Geavanceerd Medicatie-alarm Menu af te sluiten.

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe de medicatie-alarmen eruitzien:



RESETTEN INSTELLINGEN

< Nee >

- Hiermee kan de gebruiker de **BBrain-Klok** terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alleen de ingestelde DATUM en TIJD blijven ongewijzigd; de rest van de instellingen, inclusief de alarmen, gaan verloren. Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om de gewenste optie te selecteren. Er verschijnt een pop-upbericht waarin om bevestiging wordt gevraagd om de instellingen te herstellen (6).

6



Gebruik de ◀ en ▶ -knoppen om "JA" of "NEE" te selecteren. Het geselecteerde veld wordt geel weergegeven. Bevestig de gewenste optie door op de "OK"-knop te drukken.

- De huidige softwareversie wordt weergegeven voor interne controle.

6. Veiligheidsinstructies en onderhoud

Het is belangrijk om de volgende aanbevelingen te volgen om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het product aanzienlijk te verlengen.

- 6.1 **Gebruik het apparaat uitsluitend binnen:**
De **BBrain-Klok** is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Probeer het apparaat of een van de accessoires onder geen enkele omstandigheden buiten te gebruiken.
- 6.2 **Stroomaansluiting:**
De **BBrain-Klok** moet worden aangesloten op een standaard huishoudelijke stroomaansluiting. Aansluiten op niet-gereguleerde of ongeautoriseerde elektriciteits bronnen voor huishoudeelijk gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken.
- 6.3 Gebruik de **BBrain-Klok** uitsluitend met de meegeleverde adapter.
- 6.4 **Aanbevelingen voor het plaatsen van de klok:**
Plaats de **BBrain-Klok** op een meubelstuk dat een duidelijk en direct zicht biedt voor de gebruiker gedurende het grootste deel van de dag. Zorg ervoor dat het stevig is geplaatst om te voorkomen dat de klok valt.
- 6.5 **Voorkom schade aan het scherm:**
Vermijd het krassen van het scherm met scherpe of puntige voorwerpen.
- 6.6 **Temperatuur en Vochtigheid:**
Gebruik de **BBrain-Klok** binnen een temperatuurbereik van 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) en een vochtigheidsbereik van 20% tot 80% (niet-condenserend) voor optimale prestaties.
- 6.7 **Schoonmaakinstructies:**
Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak en scherm van de **BBrain-Klok** schoon te maken. Vermijd het gebruik van schurende materialen, vloeistoffen of chemische reinigingsmiddelen.

6.8

Batterij Afstandsbediening:

Als de afstandsbediening niet meer werkt, wordt aanbevolen de CR2025 3V Lithium Mangaandioxide knoopcelbatterij te vervangen zoals aangegeven op de afbeelding aan de achterkant.

7. Afbeelding van de BBrain-klok

BBrain-Klok: referentie-afbeeldingen van de voor- (7) en achterzijde (8)

7



8



Afstandsbediening: referentie-afbeeldingen van de voorzijde (9), achterzijde (10) en de compatibele batterij (11):

9



10



11





Thank you for choosing the **BBrain clock**! This calendar clock supports seniors, individuals with visual impairments, and those with cognitive challenges such as dementia or acquired brain injury, in maintaining orientation in time and daily planning and structure. This manual explains how the **BBrain clock** works and how to set it up according to your personal preferences.


1. About this manual

- Before using the **BBrain Clock**, carefully read this manual, including the safety information, ensuring proper and safe handling of the device.
- Images and screenshots in this manual may differ from the actual product.
- Available functions and services depend on the device's hardware and software.
- BBrain is not liable for compatibility issues caused by user modifications or bad usage.
- All audio, images, and backgrounds on this device are licensed only for personal use. Using them for commercial purposes is a violation of copyright laws. BBrain is not responsible for any copyright infringements by users.

2. Package contents

Before proceeding with the installation, ensure all necessary parts are included. If any items are missing, please contact us at: info@bbrain.eu.

- 1 BBrain Calendar Clock
- 1 BBrain Stand
- 1 Charger
with a 2-meter cable
- 1 Remote Controller
(battery included)
- 1 User Manual




3. Startup

The **BBrain Clock** will be operational after following the next initial steps:

- Plug the energized charger cable into the device, and it will turn on automatically.
- The startup screen will be displayed for approximately 5 seconds (1), followed by the main time interface (2).

1



2



4. Setting up the calendar clock

The following steps explain how to interact with the **Bbrain Clock**:

- Press the **"MENU"** button on the back of the clock or the **"EXIT/SETUP"** button on the remote controller to access the settings.
- Use the  and  -buttons to navigate through the settings of the menu. The selected feature will change to a yellow color.
- Directly use the  and  -buttons to modify the state of each feature.
- If you want to edit the value of a feature, press the **"OK"** button on the back of the clock or the **"OK/ENTER"** button on the remote controller to start editing, then use the  and  -buttons to select the desired values and finish the editing process by pressing the **"MENU"** button on the back of the clock or the **"EXIT/SETUP"** button on the remote controller to save the selected value. When multiple options are available, the selected values will be displayed in blue color.
- Press the **"MENU"** button on the back of the clock or the **"EXIT/SETUP"** button on the remote controller to save changes and return to the main clock screen.

5. Features description

This section lists all the necessary features to complete the initial setup of the **Bbrain Clock**:



LANGUAGE	< ENGLISH >
----------	-------------

- Select your preferred language: more than 10 options available.
Directly use the  and  -buttons to modify the desired language.

TIME	< 00:00 >
------	-----------

- Set the current local time.
Press **"OK"** to set the time.
Adjust hours and minutes using  and  -buttons, with the selected field underlined.
Confirm the time by pressing **"OK"**.

Note: Select the 24-hour mode before setting the time to ensure the correct AM/PM display.

DATE	< DD-MM-JJJJ >
------	----------------

- Set the actual date.
Press **"OK"** to set the date. Use the  and  -buttons to select and adjust the day, month, or year (e.g., DD/MM/YYYY). Confirm your settings by pressing **"OK"**.

TIME MODE	< 24 >
-----------	--------

- Choose between 12-hour (AM/PM) or 24-hour format.
Directly use the  and  -buttons to modify the time mode.

DATE MODE	< Day - Month - Year >
-----------	------------------------

- Choose a preferred date format:
Day/Month/Year
Month/Day/Year
Year/Month/Day
Directly use the  and  -buttons to modify the date mode.



DAY PERIODS	< 06 >
--------------------	---------------------

- For all languages, the day will include four distinct parts, allowing users to customize the start time for each segment.

THE MORNING STARTS AT

THE AFTERNOON STARTS AT

THE EVENING STARTS AT

THE NIGHT STARTS AT

- For Flemish and German languages, the day includes 2 more parts:

THE PRE-AFTERNOON STARTS AT

THE POST-AFTERNOON STARTS AT

Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the hour when each part of the day starts.

SELECT HOUR FOR TONE	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
-----------------------------	---

- You can set a tone as an additional reminder on specific hours.
Use the ◀ and ▶ -buttons to select an hour (highlighted with a white underline).
Press **"OK"** to activate the tone. Programmed hours will appear in blue.
To delete or modify a reminder, select it and press **"OK"**.

BRIGHTNESS DAY	< 15 >
-----------------------	---------------------

- Set the daytime brightness.
Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired brightness.

BRIGHTNESS NIGHT	< 01 >
-------------------------	---------------------

- Set the nighttime brightness.
Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired brightness.

NIGHTMODE	< OFF >
------------------	----------------------

- Set the hour after which the screen color changes to black with yellow text, allowing a restful night without distractions.
Directly use the ◀ and ▶ -buttons to modify the desired hour.




VOLUME	< 04 >
--------	--------

- Choose a preferred volume to reproduce the tone and alarms:
Directly use the  and  -buttons to modify the desired volume.

COLOR MODE	< BLACK - WHITE TEXT >
------------	------------------------

- Choose one of three screen color modes as shown (3):



Black/White Text: Standard view.


Black/Yellow Text: Suitable for the visually impaired.

Black/Red Bar: Intended to capture the user's attention.

Directly use the  and  -buttons to select the desired color mode.

SCREEN INTERVAL MODE	< OFF >
----------------------	---------

- The **BBrain Clock** has 2 different screen interfaces to show the date and time information. One complete (4) and one basic (5):



You can manually switch the interface by pressing and holding the “OK” button on the back of the clock for 3 seconds.

The screen interval mode allows users to either maintain a consistent interface or cycle between the two available options at intervals of 30, 60, or 90 seconds.

- Directly use the  and  -buttons to select the desired interval mode.



ALARM SETTINGS	REPEAT < 1 >	DURATION < 30 >	>
----------------	--------------	-----------------	---

- The **BBrain Clock** allows six different customizable alarms that can be programmed for specific dates, providing ideal reminders for daily routines and important holidays.
Press **"OK"** to set the alarms.
Directly use the ◀ and ▶ -buttons to select the parameter to modify.
Use the ◀ and ▶ -buttons to modify the Repeat and Duration values to apply for all the alarms:
 - o Configure the repetition intervals as 0, 1, 2, or 3, using a 5-minute cycle if the user does not press any button to acknowledge the alarm while it is active.
 - o Configure the tone duration to 30, 60, or 90 seconds. Press the **"OK"** button while the > icon is highlighted to enter the Advanced Alarm Menu.
 - o Use the ▲ and ▼ -buttons to scroll through the following alarm options and press **"OK"** to confirm your selection:

WAKE UP ALARM

GO TO BED ALARM

TAKE A NAP ALARM


USER'S BIRTHDAY ALARM

CHRISTMAS DAY ALARM

NEW YEAR'S DAY ALARM

- o Use the ◀ and ▶ -buttons to navigate to the desired day(s) of the week. Active days are highlighted with a white underline.
- o Press **"OK"** to activate the alarm for the selected day. Active days will appear in blue.
- o Adjust the hours and minutes using the ▲ and ▼ -buttons. The selected field will be underlined.
- o Press **"OK"** to confirm the time.
- o Press the **"MENU"** button to exit the Advanced Alarm Menu.

Below are some examples illustrating the appearance of the alarms:



MEDICATION SETTINGS	REPEAT < 1 >	DURATION < 30 >	>
---------------------	--------------	-----------------	---

- The **BBrain Clock** features three customizable medication alarms. Press **"OK"** to set the medicine alarms.

Directly use the and -buttons to select the parameter to modify.

Use the and -buttons to modify the Repeat and Duration values to apply for all the medicine alarms:

- o Configure the repetition intervals as 0, 1, 2, or 3, using a 5-minute cycle if the user does not press any button to acknowledge the alarm while it is active.
- o Configure the tone duration to 30, 60, or 90 seconds.
- o Press **OK** button while the **>** icon is highlighted to enter the Advanced Medication Alarms Menu.
- o Use the and -buttons to scroll through the following alarm options and press **"OK"** to confirm your selection:

MORNING MEDICATION

AFTERNOON MEDICATION

EVENING MEDICATION

- o Use the and -buttons to navigate to the desired day(s) of the week. Active days are highlighted with a white underline.
- o Press **"OK"** to activate the medication alarm for the selected day. Active days will appear in blue.
- o Repeat this step for all desired days.
- o Adjust the hours and minutes using the and -buttons. The selected field will be underlined.
- o Press **"OK"** to confirm the time.
- o Press the **"MENU"** button to exit the Advanced Medication Alarm Menu.

Below are some examples illustrating the appearance of the medication alarms:






RESET SETTINGS	< No >
----------------	--------

- Allows the user to restore the **BBrain Clock** to factory default settings. Only the set “**DATE**” and “**TIME**” set will remain without changes, the rest of the settings, including the alarms, will be lost. Use the ◀ and ▶ -buttons to select the desired option. A popup message will appear asking for confirmation to Reset the settings (6).

6



Use the ◀ and ▶ -buttons to select “**YES**” or “**NO**”. The selected field will appear in yellow. Confirm the desired option by pressing the “**OK**” button.

FIRMWARE VERSION	SW4. XXXXXX
------------------	-------------

- The current software version is displayed for internal control purpose.

6. Safety instructions and maintenance

It is crucial to adopt the following key recommendations to ensure optimal performance and significantly extend the product’s lifespan.

6.1 Indoor Use Only:

The **BBrain Clock** is designed exclusively for indoor use. Do not attempt to operate the device or any of its accessories outdoors under any circumstances.

6.2 Power source:

The **BBrain Clock** must be connected to a standard household power source. Connecting it to unregulated or unauthorized power sources for domestic use may result in damage to the device

- 6.3 Use the **BBrain Clock** exclusively with the provided power adapter.



- 6.4 **Placement Recommendation:**
Position the **BBrain Clock** on a piece of furniture that provides a clear, direct view for the user throughout most of the day. Make sure it is securely placed to prevent falls.
- 6.5 **Avoiding Screen Damage:**
Avoid scratching the screen with any sharp or pointed objects.
- 6.6 **Operating Temperature and Humidity:**
Operate the **BBrain Clock** within a temperature range of 10°C to 40°C (50°F to 104°F) and a humidity range of 20% to 80% (non-condensing) for optimal performance.
- 6.7 **Cleaning Instructions:**
Use a soft, dry cloth to clean the surface and screen of the **BBrain Clock**. Avoid using abrasive materials, liquids, or chemical cleaners.
- 6.8 **Remote Controller Battery Management:**
If the remote controller stops working, it is recommended to replace the CR2025 3V Lithium Manganese Dioxide coin battery as shown in the image of its back.

7. BBrain clock pictures

BBrain Clock: reference images of its front (7) and back view (8)

7



8



Remote Controller: reference images of its front (9), rear (10) and compatible battery (11)

9



10



11





Vielen Dank, dass Sie sich für die **BBrain-Uhr** entschieden haben! Diese Kalenderuhr unterstützt Senioren, Menschen mit Sehbehinderungen und Personen mit kognitiven Herausforderungen wie Demenz oder einer erworbenen Hirnverletzung dabei, sich zeitlich zu orientieren und ihren Alltag zu planen und zu strukturieren. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie die **BBrain-Uhr** funktioniert und wie Sie sie an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können.


1. Über dieses handbuch

- Lesen Sie dieses Handbuch, einschließlich der Sicherheitsinformationen, sorgfältig durch, bevor Sie die **BBrain-Uhr** verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher gehandhabt wird.
- Bilder und Screenshots in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Verfügbare Funktionen und Dienste hängen von der Hardware- und Softwarekonfiguration des Geräts ab.
- BBrain haftet nicht für Kompatibilitätsprobleme, die durch Benutzermodifikationen oder unsachgemäße Nutzung verursacht werden.
- Alle Audiodateien, Bilder und Hintergründe auf diesem Gerät sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Die kommerzielle Nutzung verstößt gegen das Urheberrecht. BBrain ist nicht verantwortlich für Urheberrechtsverletzungen durch Benutzer.

2. Verpackungsinhalt

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle notwendigen Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlt, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@bbrain.eu.

- 1 BBrain Kalenderuhr
- 1 BBrain Ständer
- 1 Ladegerät mit 2-Meter-Kabel
- 1 Fernbedienung (Batterie enthalten)
- 1 Bedienungsanleitung



3. Start

Die **BBrain-Uhr** ist nach den folgenden ersten Schritten betriebsbereit:

- Stecken Sie das Ladekabel in das Gerät; es schaltet sich automatisch ein.
- Der Startbildschirm wird für etwa 5 Sekunden angezeigt (1), gefolgt von der Hauptanzeige der Uhrzeit (2).

1



2



4. Einstellung der kalenderuhr

Die folgenden Schritte erklären, wie Sie die **BBrain-Uhr** bedienen:

- Drücken Sie die „**MENU**“-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**EXIT/SETUP**“-Taste auf der Fernbedienung, um zu den Einstellungen zu gelangen.
- Verwenden Sie die  und  -Tasten, um durch die Einstellungen im Menü zu navigieren. Die ausgewählte Funktion wird gelb markiert.
- Verwenden Sie die  und  -Tasten, um den Status jeder Funktion zu ändern.
- Möchten Sie den Wert einer Funktion bearbeiten, drücken Sie die „**OK**“-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**OK/ENTER**“-Taste auf der Fernbedienung, um die Bearbeitung zu starten. Verwenden Sie dann die  und  -Tasten, um die gewünschten Werte auszuwählen, und drücken Sie die **MENU**-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**EXIT/SETUP**“-Taste auf der Fernbedienung, um den Wert zu speichern. Wenn mehrere Optionen verfügbar sind, werden die ausgewählten Werte blau angezeigt.
- Drücken Sie die „**MENU**“-Taste auf der Rückseite der Uhr oder die „**EXIT/SETUP**“-Taste auf der Fernbedienung, um die Änderungen zu speichern und zum Hauptbildschirm der Uhr zurückzukehren.



5. Beschreibung der funktionen

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen Funktionen aufgelistet, um die Ersteinrichtung der **BBrain-Uhr** abzuschließen:

SPRACHE	<DEUTSCH >
---------	------------

- Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus: mehr als 10 Optionen verfügbar. Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

ZEIT	< 00:00 >
------	-----------

- Stellen Sie die aktuelle Ortszeit ein.
Drücken Sie „**OK**“, um die Zeit einzustellen.
Stellen Sie Stunden und Minuten mit den  und  -Tasten ein.
Das ausgewählte Feld wird unterstrichen
Bestätigen Sie die Zeit, indem Sie „**OK**“ drücken.

Hinweis: Wählen Sie den 24-Stunden-Modus, bevor Sie die Zeit einstellen, um die korrekte AM/PM-Anzeige zu gewährleisten.

DATUM	< TT - MM - JJJJ >
-------	--------------------

- Stellen Sie das aktuelle Datum ein.
Drücken Sie „**OK**“, um das Datum einzustellen. Verwenden Sie die  und  -Tasten, um den Tag, Monat oder das Jahr auszuwählen und anzupassen (z. B. TT/MM/JJJJ).
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie „**OK**“ drücken.

ZEIT MODUS	< 24 >
------------	--------

- Wählen Sie zwischen dem 12-Stunden- (AM/PM) oder 24-Stunden-Format. Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den Zeitmodus zu ändern.



DATUM MODUS	< Tag/Monat/Jahr >
-------------	--------------------

- Wählen Sie das bevorzugte Datumsformat:
Tag/Monat/Jahr
Monat/Tag/Jahr
Jahr/Monat/Tag
Verwenden Sie direkt die ◀ und ▶ -Tasten, um den Datumsmodus zu ändern.

TAGESZEITEN	< 06 >
-------------	--------

- Für alle Sprachen wird der Tag in vier verschiedene Teile unterteilt, sodass Benutzer die Startzeit für jedes Segment anpassen können.
DER MORGEN BEGINNT UM
DER MITTAG BEGINNT UM
DER ABEND BEGINNT UM
DIE NACHT BEGINNT UM
- Für die flämische und deutsche Sprache enthält der Tag 2 weitere Teile:
DER VORMITTAG BEGINNT UM
DER NACHMITTAG BEGINNT UM

Verwenden Sie direkt die ◀ und ▶ -Tasten, um die Uhrzeit anzupassen, wann jedes Tagessegment beginnt.

STUNDE FÜR TON AUSWÄHLEN	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
--------------------------	--

- Sie können einen Ton als zusätzliche Erinnerung zu bestimmten Stunden einstellen.
Verwenden Sie die ◀ und ▶ -Tasten, um eine Stunde auszuwählen (unterstrichen in Weiß).
Drücken Sie „OK“, um den Ton zu aktivieren. Programmierte Stunden werden in Blau angezeigt.
Um eine Erinnerung zu löschen oder zu ändern, wählen Sie diese aus und drücken Sie „OK“.



HELLIGKEIT TAGSÜBER	< 15 >
---------------------	--------

- Stellen Sie die Helligkeit für den Tag ein.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Helligkeit anzupassen.

HELLIGKEIT NACHTS	< 01 >
-------------------	--------

- Stellen Sie die Helligkeit für den Nacht ein.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Helligkeit anzupassen.

NACHTMODUS	< AUS >
------------	---------


- Stellen Sie die Uhrzeit ein, nach der die Bildschirmfarbe zu Schwarz mit gelbem Text wechselt, um eine ungestörte Nachtruhe zu ermöglichen.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Uhrzeit anzupassen.

LAUTSTÄRKE	< 04 >
------------	--------

- Wählen Sie eine bevorzugte Lautstärke für den Ton und die Alarmer.
Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um die gewünschte Lautstärke anzupassen.

FARB MODUS	<SCHWARZ - WEIßER TEXT >
------------	--------------------------

- Wählen Sie einen von drei Bildschirmfarbmodi aus (3):



Schwarz/Weißer Text: Standardansicht.

Schwarz/Gelber Text: Geeignet für Sehbehinderte.

Schwarz/Roter Balken: Entwickelt, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erregen.

Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den gewünschten Farbmodus auszuwählen.



BILDSCHIRM-INTERVALLMODUS	< AUS >
---------------------------	---------

- Die **BBrain-Uhr** verfügt über 2 verschiedene Bildschirmoberflächen, um Datum- und Zeitinformationen anzuzeigen. Eine vollständige (4) und eine grundlegende (5):

4



5



Sie können die Oberfläche manuell wechseln, indem Sie die „OK“-Taste auf der Rückseite der Uhr 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Der Bildschrimtervallmodus ermöglicht es den Benutzern, entweder eine einheitliche Oberfläche beizubehalten oder zwischen den beiden verfügbaren Optionen in Intervallen von 30, 60 oder 90 Sekunden zu wechseln.

- Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den gewünschten Intervallmodus auszuwählen.

ALARM EINSTELLUNGEN	WIEDERHOLEN < 1 >	DAUER < 30 >	>
---------------------	-------------------	--------------	---

- Die **BBrain-Uhr** bietet sechs verschiedene anpassbare Alarmer, die für bestimmte Daten programmiert werden können – ideal als Erinnerung für tägliche Routinen und wichtige Feiertage. Drücken Sie „OK“, um die Alarmer einzustellen. Verwenden Sie direkt die  und  -Tasten, um den zu ändernde Parameter auszuwählen. Verwenden Sie die  und  Tasten, um die Werte für Wiederholung und Dauer für alle Alarmer anzupassen:




- o Konfigurieren Sie die Wiederholungsintervalle auf 0, 1, 2 oder 3 mit einem 5-Minuten-Zyklus, wenn der Benutzer das Alarm nicht bestätigt, während es aktiv ist.
- o Konfigurieren Sie die Tondauer auf 30, 60 oder 90 Sekunden. Drücken Sie die „OK“-Taste, während das >-Symbol markiert ist, um das Erweiterte Alarmmenü aufzurufen.
- o Verwenden Sie die  und  -Tasten, um durch die folgenden Alarmoptionen zu blättern, und drücken Sie „OK“, um Ihre Auswahl zu bestätigen:



AUFWACHEN ALARM
 ZU BETT GEHEN ALARM
 NICKERCHEN MACHEN ALARM
 GEBURTSTAG BENUTZER ALARM
 WEIHNACHTSTAG ALARM
 NEUJAHRSTAG ALARM

- o Verwenden Sie die ◀ und ▶ -Tasten, um zu den gewünschten Wochentagen zu navigieren. Aktive Tage werden mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben.
- o Drücken Sie „OK“, um das Alarm für den ausgewählten Tag zu aktivieren. Aktive Tage werden in Blau angezeigt.
- o Stellen Sie die Stunden und Minuten mit den ▲ und ▼ -Tasten ein. Das ausgewählte Feld wird unterstrichen.
- o Drücken Sie „OK“, um die Zeit zu bestätigen.
- o Drücken Sie die „MENU“-Taste, um das Erweiterte Alarmmenü zu verlassen.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, wie die Alarmer aussehen:



MEDIKAMENTEN EINSTELLUNG | WIEDERHOLEN < 1 > | DAUER < 30 > | >

- Die **BBrain-Uhr** bietet drei anpassbare Medikamenten-Alarme. Drücken Sie „OK“, um die Medikamenten-Alarme einzustellen. Verwenden Sie direkt die ◀ und ▶ -Tasten, um den zu ändernde Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die ▲ und ▼ -Tasten, um die Werte für Wiederholung und Dauer für alle Medikamenten-Alarme anzupassen:

- o Konfigurieren Sie die Wiederholungsintervalle auf 0, 1, 2 oder 3 mit einem 5-Minuten-Zyklus, wenn der Benutzer das Alarm nicht bestätigt, während es aktiv ist.
- o Konfigurieren Sie die Tondauer auf 30, 60 oder 90 Sekunden.
- o Drücken Sie die „OK“-Taste, während das >-Symbol markiert ist, um das Erweiterte Medikamenten-Alarmmenü aufzurufen.
- o Verwenden Sie die ▲ und ▼ -Tasten, um durch die folgenden Alarmpoptionen zu blättern, und drücken Sie „OK“, um Ihre Auswahl zu bestätigen:

MORGEN MEDIKAMENT
NACHMITTAGS MEDIKAMENT
ABEND MEDIKAMENT

- o Verwenden Sie die  und  -Tasten, um zu den gewünschten Wochentagen zu navigieren. Aktive Tage werden mit einer weißen Unterstreichung hervorgehoben.
- o Drücken Sie „**OK**“, um das Medikamenten-Alarm für den ausgewählten Tag zu aktivieren. Aktive Tage werden in Blau angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle gewünschten Tage.
- o Stellen Sie die Stunden und Minuten mit den  und  -Tasten ein. Das ausgewählte Feld wird unterstrichen.
- o Drücken Sie „**OK**“, um die Zeit zu bestätigen.
- o Drücken Sie die „**MENU**“-Taste, um das Erweiterte Medikamenten-Alarmmenü zu verlassen.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, wie die Medikamenten-Alarme aussehen:




EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

< Nein >

- Ermöglicht es dem Benutzer, die **BBrain-Uhr** auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nur das eingestellte „**DATUM**“ und die „**ZEIT**“ bleiben unverändert; alle anderen Einstellungen, einschließlich der Alarmer, gehen verloren. Verwenden Sie die  und  -Tasten, um die gewünschte Option auszuwählen. Eine Pop-up-Nachricht erscheint und fragt nach Bestätigung für das Zurücksetzen der Einstellungen (6).

6



Verwenden Sie die  und  -Tasten, um „**JA**“ oder „**NEIN**“ auszuwählen. Das ausgewählte Feld wird gelb hervorgehoben. Bestätigen Sie die gewünschte Option, indem Sie die „**OK**“-Taste drücken.



FIRMWARE VERSION	SW4. XXXXXX
------------------	-------------

- Die aktuelle Softwareversion wird zur internen Kontrolle angezeigt.

6. Sicherheitshinweise und wartung

Es ist wichtig, die folgenden Empfehlungen zu befolgen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Produkts erheblich zu verlängern.

6.1 Nur für den Innengebrauch:

Die **BBrain-Uhr** ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert.

Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät oder Zubehör im Freien zu verwenden.

6.2 Elektrischer Anschluss:

Die **BBrain-Uhr** muss an eine standardmäßige Haushaltsstromversorgung angeschlossen werden. Der Anschluss an unregelte oder nicht autorisierte Stromquellen kann zu Schäden am Gerät führen.

6.3 Verwenden Sie die **BBrain-Uhr** ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzadapter.

6.4 Platzierungsempfehlung:

Positionieren Sie die **BBrain-Uhr** auf einem Möbelstück, das dem Benutzer während des größten Teils des Tages eine klare, direkte Sicht bietet. Stellen Sie sicher, dass sie sicher platziert ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

6.5 Vermeidung von Bildschirmbeschädigungen:

Vermeiden Sie Kratzer auf dem Bildschirm durch scharfe oder spitze Gegenstände.

6.6 Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit:

Betreiben Sie die **BBrain-Uhr** in einem Temperaturbereich von 10°C bis 40°C (50°F bis 104°F) und einer Luftfeuchtigkeit von 20% bis 80% (nicht kondensierend), um optimale Leistung zu gewährleisten.

6.7 Reinigungshinweise:

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Oberfläche und den Bildschirm der **BBrain-Uhr** zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Materialien, Flüssigkeiten oder chemischen Reinigungsmitteln.

6.8 Batterieverwaltung der Fernbedienung:

Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wird empfohlen, die CR2025 3V Lithium-Mangan-Dioxid-Knopfzellenbatterie wie auf der Rückseite abgebildet zu ersetzen.

7. BBrain-Uhr bilder

BBrain Uhr: Referenzbilder der Vorder- (7) und Rückansicht (8)

7



8



Fernbedienung: Referenzbilder der Vorderseite (9), Rückseite (10) und der kompatiblen Batterie (11):

9



10



11





Merci d'avoir choisi **l'horloge BBrain** ! Cette horloge-calendrier aide les seniors, les personnes ayant des déficiences visuelles et celles ayant des troubles cognitifs, tels que la démence ou une lésion cérébrale acquise, à conserver une orientation temporelle ainsi qu'une structure et une planification quotidienne. Ce manuel explique comment fonctionne **l'horloge BBrain** et comment la configurer selon vos préférences personnelles.


1. À propos de ce manuel

- Lisez attentivement ce manuel, y compris les informations de sécurité, avant d'utiliser **l'horloge BBrain**. Assurez-vous d'une manipulation correcte et sécurisée de l'appareil.
- Les images et captures d'écran dans ce manuel peuvent différer du produit réel.
- Les fonctionnalités et services disponibles dépendent de la configuration matérielle et logicielle de l'appareil.
- BBrain n'est pas responsable des problèmes de compatibilité causés par des modifications ou une mauvaise utilisation par l'utilisateur.
- Tous les fichiers audios, images et arrière-plans de cet appareil sont uniquement licenciés pour un usage personnel. Leur utilisation à des fins commerciales constitue une violation des lois sur le droit d'auteur. BBrain décline toute responsabilité en cas de violation des droits d'auteur par les utilisateurs.

2. Contenu de l'emballage

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont incluses. Si des éléments manquent, veuillez nous contacter à : info@bbrain.eu.

- 1 Horloge Calendrier BBrain
- 1 Support BBrain
- 1 Chargeur
- avec un câble de 2 mètres
- 1 Télécommande
- (pile incluse)
- 1 Manuel d'utilisation



3. Démarrage


L'horloge **BBrain** sera opérationnelle après avoir suivi les étapes initiales suivantes :

- Branchez le câble de charge sur l'appareil ; il s'allumera automatiquement.
- L'écran de démarrage s'affichera pendant environ 5 secondes (1), suivi de l'interface principale de l'heure (2).

1



2



4. Configuration de l'horloge calendrier

Les étapes suivantes expliquent comment utiliser l'horloge **BBrain** :

- Appuyez sur le bouton „**MENU**” à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**EXIT/SETUP**” de la télécommande pour accéder aux paramètres.
- Utilisez les boutons  et  pour naviguer dans les paramètres du menu. La fonction sélectionnée deviendra jaune.
- Utilisez directement les boutons  et  pour modifier l'état de chaque fonction.
- Si vous souhaitez modifier la valeur d'une fonction, appuyez sur le bouton OK à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**OK/ENTER**” de la télécommande pour commencer la modification, puis utilisez les boutons  et  pour sélectionner les valeurs souhaitées. Terminez la modification en appuyant sur le bouton „**MENU**” à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**EXIT/SETUP**” de la télécommande pour enregistrer la valeur sélectionnée. Si plusieurs options sont disponibles, les valeurs sélectionnées seront affichées en bleu.
- Appuyez sur le bouton „**MENU**” à l'arrière de l'horloge ou sur le bouton „**EXIT/SETUP**” de la télécommande pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran principal de l'horloge.

5. Description des fonctionnalités

Cette section répertorie toutes les fonctionnalités nécessaires pour finaliser la configuration initiale de **l'horloge BBrain** :

LANGUE	< FRANÇAIS >
---------------	---------------------------

- Sélectionnez votre langue préférée : plus de 10 options disponibles.
Utilisez directement les boutons  et  pour modifier la langue souhaitée.

HEURE	< 00:00 >
--------------	------------------------

- Réglez l'heure locale actuelle.
Appuyez sur „**OK**” pour régler l'heure.
Ajustez les heures et les minutes à l'aide des boutons  et  .
Le champ sélectionné sera souligné.
Confirmez l'heure en appuyant sur „**OK**” .

Remarque : Sélectionnez le mode 24 heures avant de régler l'heure pour garantir l'affichage correct de AM/PM.

DATE	< JJ - MM - AAAA >
-------------	---------------------------------

- Réglez la date actuelle.
Appuyez sur „**OK**” pour régler la date. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner et ajuster le jour, le mois ou l'année (par exemple, JJ/MM/AAAA). Confirmez vos réglages en appuyant sur „**OK**”.

MODE HORAIRE	< 24 >
---------------------	---------------------

- Choisissez entre le format 12 heures (AM/PM) ou 24 heures.
Utilisez directement les boutons  et  pour modifier le mode horaire.

MODE DATE	< Jour/Mois/Année >
------------------	----------------------------------

- Choisissez un format de date préféré :
Jour/Mois/Année
Mois/Jour/Année
Année/Mois/Jour
Utilisez directement les boutons  et  pour modifier le mode de date.



PARTIES DE LA JOURNÉE	< 06 >
------------------------------	---------------------

- Pour toutes les langues, la journée sera divisée en quatre parties distinctes, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'heure de début de chaque segment.

LE MATIN COMMENCE À

L'APRÈS-MIDI COMMENCE À

LE SOIR COMMENCE À

LA NUIT COMMENCE À

- Pour les langues flamande et allemande, la journée comprend 2 parties supplémentaires :

LA MATINÉE COMMENCE À

LE FIN D'APRÈS-MIDI

Utilisez directement les boutons  et  pour modifier l'heure de début de chaque partie de la journée.

SÉLECTIONNEZ L'HEURE DE LA SONNERIE	< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 >
--	---

- Vous pouvez définir une tonalité comme rappel supplémentaire à des heures spécifiques.

Utilisez les boutons  et  pour sélectionner une heure (soulignée en blanc).

Appuyez sur „OK” pour activer la tonalité. Les heures programmées apparaîtront en bleu.

Pour supprimer ou modifier un rappel, sélectionnez-le et appuyez sur „OK”.

LUMINOSITÉ DU JOUR	< 15 >
---------------------------	---------------------

- Réglez la luminosité diurne.

Utilisez directement les boutons  et  pour ajuster la luminosité souhaitée.

LUMINOSITÉ DE NUIT	< 01 >
---------------------------	---------------------

- Réglez la luminosité nocturne.

Utilisez directement les boutons  et  pour ajuster la luminosité souhaitée.



MODE NUIT	< DÉSACTIVÉ >
-----------	---------------


- Réglez l'heure après laquelle la couleur de l'écran passe au noir avec du texte jaune, pour une nuit paisible sans distractions.
Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour ajuster l'heure souhaitée.

VOLUME	< 04 >
--------	--------

- Choisissez un volume préféré pour le son et les alarmes.
Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour ajuster le volume souhaité.

MODE COULEUR	< NOIR – TEXTE BLANC >
--------------	------------------------

- Choisissez l'un des trois modes de couleur de l'écran comme indiqué (3) :



Noir/Texte Blanc : Affichage standard.


Noir/Texte Jaune : Adapté aux malvoyants.

Noir/Barre Rouge : Conçu pour attirer l'attention de l'utilisateur.

Utilisez directement les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner le mode de couleur souhaité.

MODE INTERVALLE D'ÉCRAN	< DÉSACTIVÉ >
-------------------------	---------------

- **L'horloge BBrain** dispose de 2 interfaces d'écran différentes pour afficher les informations de date et d'heure. Une complète (4) et une basique (5) :





Vous pouvez basculer manuellement entre les interfaces en maintenant le bouton „OK” au dos de l’horloge pendant 3 secondes.

Le mode d’intervalle d’écran permet aux utilisateurs de conserver une interface fixe ou d’alterner entre les deux options disponibles à des intervalles de 30, 60 ou 90 secondes.

- Utilisez directement les boutons  et  pour sélectionner le mode d’intervalle souhaité.

PARAMÈTRES D’ALARME	RÉPÉTER < 1 >	DURÉE < 30 >	>
---------------------	---------------	--------------	---

- **L’horloge BBrain** propose six alarmes personnalisables pouvant être programmées pour des dates spécifiques, idéales pour les routines quotidiennes et les fêtes importantes. Appuyez sur „OK” pour régler les alarmes.
Utilisez directement les boutons  et  pour sélectionner le paramètre à modifier.
Utilisez les boutons  et  pour ajuster les valeurs de Répétition et de Durée applicables à toutes les alarmes :
 - o Configurez les intervalles de répétition sur 0, 1, 2 ou 3 avec un cycle de 5 minutes si l’utilisateur n’appuie sur aucun bouton pour reconnaître l’alarme pendant qu’elle est active.
 - o Réglez la durée de la tonalité sur 30, 60 ou 90 secondes. Appuyez sur le bouton „OK” lorsque l’icône > est surlignée pour entrer dans le Menu Avancé des Alarmes.
 - o Utilisez les boutons  et  pour faire défiler les options suivantes et appuyez sur „OK” pour confirmer votre sélection :

SE RÉVEILLER ALARME

ALLER AU LIT ALARME

FAIRE UNE SIESTE ALARME

ANNIVERSAIRE UTILISATEUR ALARME

JOUR DE NOËL ALARME

JOUR DE L’AN ALARME

- o Utilisez les boutons  et  pour naviguer jusqu’au(x) jour(s) souhaité(s) de la semaine. Les jours actifs sont soulignés en blanc.
- o Appuyez sur „OK” pour activer l’alarme pour le jour sélectionné. Les jours actifs apparaîtront en bleu.

- o Ajustez les heures et minutes avec les boutons  et  .
Le champ sélectionné sera souligné.
- o Appuyez sur „OK” pour confirmer l'heure.
- o Appuyez sur le bouton „MENU” pour quitter le Menu Avancé des Alarmes.

Voici quelques exemples illustrant l'apparence des alarmes :



PARAMÈTRES DE MÉDICAMENTS	RÉPÉTER < 1 >	DURÉE < 30 >	>
---------------------------	---------------	--------------	---

- L'horloge BBrain propose trois alarmes de médicaments personnalisables. Appuyez sur „OK” pour régler les alarmes de médicaments. Utilisez directement les boutons  et  pour sélectionner le paramètre à modifier.

Utilisez les boutons  et  pour ajuster les valeurs de Répétition et de durée applicables à toutes les alarmes de médicaments :

- o Configurez les intervalles de répétition sur 0, 1, 2 ou 3 avec un cycle de 5 minutes si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton pour reconnaître l'alarme pendant qu'elle est active.
- o Réglez la durée de la tonalité sur 30, 60 ou 90 secondes.
- o Appuyez sur le bouton „OK” lorsque l'icône > est surlignée pour entrer dans le Menu Avancé des Alarmes Médicaments.
- o Utilisez les boutons  et  pour faire défiler les options suivantes et appuyez sur „OK” pour confirmer votre sélection :

MÉDICAMENT DU MATIN

MÉDICAMENT DE L'APRÈS-MIDI

MÉDICAMENT DU SOIR

- o Utilisez les boutons  et  pour naviguer jusqu'au(x) jour(s) souhaité(s) de la semaine. Les jours actifs sont soulignés en blanc.
- o Appuyez sur „OK” pour activer l'alarme de médicaments pour le jour sélectionné. Les jours actifs apparaîtront en bleu.
- o Répétez cette étape pour tous les jours souhaités.
- o Ajustez les heures et minutes avec les boutons  et  .
Le champ sélectionné sera souligné.



- Appuyez sur „**OK**” pour confirmer l'heure.
- Appuyez sur le bouton „**MENU**” pour quitter le Menu Avancé des Alarmes Médicaments.

Voici quelques exemples illustrant l'apparence des alarmes de médicaments :




RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES

< Non >

- Permet à l'utilisateur de restaurer **l'horloge BBrain** aux paramètres d'usine. Seules la **DATE** et **l'HEURE** réglées resteront inchangées ; tous les autres paramètres, y compris les alarmes, seront perdus. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'option souhaitée. Un message contextuel apparaîtra, demandant confirmation pour réinitialiser les paramètres (6).

6



Utilisez les boutons  et  pour sélectionner „**OUI**” ou „**NON**”. Le champ sélectionné apparaîtra en jaune. Confirmez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton „**OK**”.

VERSION DU MICROLOGICIEL

SW4. XXXXXX

- La version actuelle du logiciel est affichée pour un contrôle interne.

6. Consignes de sécurité et entretien

Il est crucial de suivre les recommandations suivantes pour garantir des performances optimales et prolonger considérablement la durée de vie du produit.



- 6.1 **Usage en Intérieur Uniquement:**
L'horloge BBrain est exclusivement conçue pour un usage intérieur.
N'essayez pas d'utiliser l'appareil ou ses accessoires en extérieur, quelles que soient les circonstances.
- 6.2 **Connexion Électrique:**
L'horloge BBrain doit être connectée à une installation électrique domestique standard. La connecter à des sources d'alimentation non régulées ou non autorisées pour un usage domestique pourrait endommager l'appareil.
- 6.3 Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec **l'horloge BBrain**.
- 6.4 **Recommandation de Placement:**
Placez **l'horloge BBrain** sur un meuble offrant une vue claire et directe à l'utilisateur pendant la majeure partie de la journée. Assurez-vous qu'elle est solidement placée pour éviter les chutes.
- 6.5 **Éviter les Dommages à l'Écran:**
Évitez de rayer l'écran avec des objets pointus ou tranchants.
- 6.6 **Température et Humidité de Fonctionnement:**
Faites fonctionner **l'horloge BBrain** dans une plage de températures de 10°C à 40°C (50°F à 104°F) et d'humidité de 20% à 80% (sans condensation) pour des performances optimales.
- 6.7 **Instructions de Nettoyage:**
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface et l'écran de **l'horloge BBrain**. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs, des liquides ou des produits chimiques nettoyants.
- 6.8 **Gestion des Piles de la Télécommande:**
Si la télécommande cesse de fonctionner, il est recommandé de remplacer la pile bouton CR2025 3V Lithium-Manganèse Dioxyde, comme indiqué sur l'image de son dos.

7. Images de l'horloge bbrain

Horloge BBrain: images de référence de la vue avant (7) et arrière (8) :

7



8



Télécommande: images de référence de la face avant (9), arrière (10) et de la batterie compatible (11) :

9



10



11



If you have any inquiries or require further assistance, please do not hesitate to contact our support team at info@bbrain.eu or visit our website at www.bbrain.eu.

